

# 植物种子蛋白提取试剂盒

### 产品简介

种子蛋白质(seed-protein)是所有的种子都含有蛋白质,而含有大量蛋白质的种子,称为蛋白性种子。例如,大豆、麻、扁豆、南瓜、向日葵、蓖麻等的种子,在其子叶或胚乳 中形成粒(糊粉层),其中贮藏着特定的蛋白质。种子中的蛋白质可通过脱氨基作用,为种子的生长发育提供能量。

植物种子蛋白提取试剂盒可从植物样本中提取植物种子蛋白,操作简单快捷,含有蛋白酶抑制剂,可以有效抑制蛋白的降解,并维持原有的蛋白间相互作用,该试剂盒主 要用于从植物样本中提取植物种子蛋白,提取的蛋白可用于 Western Blot、免疫组化、酶活性测定等下游实验。该试剂盒仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途

#### 产品组成

编号	ADS0016S0	Storago
名称	50T	Storage
植物种子蛋白提取试剂盒	50ml	4℃
使用说明书	1份	

## 自备材料

- 1、 植物组织
- 2、 研钵或匀浆器、离心管、离心机

#### 操作步骤(仅供参考)

- 1、取 1 粒种子,约 20mg,砸破放入 1.5mlEP 管(如一颗麦子),不用研磨成粉末。加入 1ml本种子蛋白提取试剂。
- 2、100℃, 10min 金属浴。(必需用金属浴, EP 管上压放表面水平的重铁块,如果用沸水浴, EP 管受热曝开,种子蛋白提取液飞溅丢失,实验失败。)
- 3、关闭电源, 冷却到常温, 再拿出 EP 管。



- 4、13000rpm,离心 1min。
- 5、取上清 1ul 测定蛋白浓度;取上清 10ul 或者 20ul,上样做 SDS-PAGE 电泳,胶做 考马 斯亮蓝或者银染,或者胶转膜做 western-blot。

## 注意事项

- 1、 使用后请立即旋紧瓶盖, 防止溶液挥发和与空气中的物质发生化学反应。
- 2、试剂开封后请尽快使用,以防影响后续实验效果。

**有效期:** 12 个月有效。常温运输, 4℃保存。