

糖原含量(酶法)测定说明书

(货号: ADS-F-TDX004 分光法 48 样 有效期: 3 个月)

一、产品简介:

糖原是由葡萄糖分子通过糖苷键聚合而成的高分子物质,作为重要的能源物质储存于肝脏、肌肉和脑等重要器官。糖原的储存或代谢异常可引起多种疾病,因此测定糖原含量的变化,对研究糖原代谢及相关疾病有着重要的意义。

本试剂盒采用酶法测定糖原含量, 淀粉葡萄糖苷酶分解糖原成葡萄糖, 葡萄糖被葡萄糖氧化酶氧化以产生与显色剂反应的(粉)红色产物, 该产物在510nm处有最大吸收峰, 通过校正游离的葡萄糖背景值进而得到糖原含量。

二、试剂盒的组成和配制:

试剂名称	规格	保存要求	备注
提取液	液体 60mL×1 瓶	4℃保存	
试剂一	液体 2mL×1 支	4℃避光保存	
试剂二	粉体 1 瓶	-20℃避光保存	1. 开盖前注意使粉体落入底部 (可手动甩一甩); 2. 加入 4.2mL 的蒸馏水溶解备 用; 3. 保存周期与试剂盒有效期相 同。
试剂三	液体 75mL×1 瓶	4℃避光保存	
标准管	粉体1支	4°C保存	1. 从标准管中称量取出 2mg 至一新 EP 管中; 2. 加入 2mL 蒸馏水溶解即 1mg/mL 的葡萄糖标准品溶液; 3. 再稀释 5 倍即 0.2mg/mL 标准品备用; 4. 保存周期与试剂盒有效期相同。

三、所需的仪器和用品:

研钵(匀浆机)、冰盒(制水机)、台式离心机、可调式移液枪、水浴锅(烘箱、培养箱、金属浴)、 1ml 比色皿、离心管、分光光度计、蒸馏水(去离子水、超纯水均可)。

四、指标测定:

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定,了解本批样品情况,熟悉实验流程,避免实验样本和试剂 浪费!

1、样本匀浆液制备:

① 组织样本:

按照肝脏/肌肉样本质量(g):提取液体积(mL)为 1: 10 的比例加入提取液(如取 0.1g 组织,加 1mL 提取液),进行匀浆得到样本匀浆液。

② 细胞样本:

先收集细胞到离心管内, 离心后弃上清; 取约 500 万细胞加入 1mL 提取液, 超声波破碎细胞(冰浴, 功率 200W, 超声 3s, 间隔 10s, 重复 30 次); 得到样本匀浆液。

【注】: 若增加样本量,可按照细菌/细胞数量(104):提取液(mL)为500~1000:1的比例进行提取。

③ 液体样本:直接检测。若浑浊,离心后取上清检测。



2、上机检测:

- ① 可见分光光度计调节波长至 510nm, 蒸馏水调零, 所有试剂解冻至室温 (25°C)。
- ② 若是高糖原含量的肝脏样本,可用蒸馏水对样本匀浆液进行 2-5 倍稀释再按下表加样测定,在 EP 管中依次加入:

	试剂名称 (μL)	测定管	对照管			
	样本匀浆液	30	30			
	蒸馏水	80	120			
95℃沸水浴 3min,冷却至室温继续加入						
试剂一		40				
ı						

混匀, 37°C条件下孵育 1.5h(使糖原充分被水解为葡萄糖), 12000rpm 离心 5min, 取上清液待测。

③ 在 EP 管中依次加入:

试剂名称(μL)	测定管	对照管	标 <mark>准管</mark> (仅做一次)	空白管 (仅做一次)
②步得到的上清液	40	40		
标准品			40	
蒸馏水				40
试剂二	40	40	40	40
试剂三	700	700	700	700

混匀, 室温 (25°C) 条件下避光孵育 20min, 全部转移至 1mL 玻璃比色皿 (光径 1cm) 中, 于 510nm 下读取吸光值 A, △A 糖原=A 测定-A 对照 (每个样本做一个自身对照)。

【注】1.若 A 测定值大于 0.8,可用蒸馏水对②步得到的上清液进行稀释再测定,则稀释倍数 D 代入公式计算;

2.若 \triangle A 糖原的值在零<mark>附近</mark>,可增加③中上清液的上样体积 V_2 (如增至 80μ L,则 试剂三相应减少),则改变后的 V_2 代入计算公式重新计算。

五、结果计算:

1、按样本鲜重计算:

糖原含量(mg/g)= \triangle A 糖原÷(A 标准-A 空白)×(C $_{***}$ ×V $_{**}$) ×(V1÷V₂)÷(V $_{9 \% *}$ </sub>÷V×W)

 $\pm 1.11 \times D$

=0.9×△A 糖原÷(A 标准-A 空白)÷W×D

2、按细胞数量计算:

糖原含量(μ g/ 10^4 cell)= Δ A 糖原÷(A 标准-A 空白)×(C $_{\mathrm{*k\#}}$ ×V $_{\mathrm{*k}}$) ×(V1÷V₂)÷(V $_{\mathrm{9x*k}}$ ÷V×500)

÷1.11×D

=1.8×△A 糖原÷(A 标准-A 空白)×D

3、按液体样本计算:

糖原含量(mg/g)=△A 糖原÷(A 标准-A 空白)×(C _{标准}×V _标)×(V1÷V₂)÷V _{匀浆液}÷1.11×D =0.9×△A 糖原÷(A 标准-A 空白)×D

4、按蛋白浓度计算:

糖原含量(mg/mg prot)=△A 糖原÷(A 标准-A 空白)×(C 标准×V 标)×(V1÷V2)÷(V 均溶液÷V×Cpr)

÷1.11×D

=0.9×△A 糖原÷(A 标准-A 空白)÷Cpr×D



V $_{\mbox{$\pi$}}$ ---0.04mL; V $_{\mbox{$g_{\mbox{χ}}$}}$ ---0.03mL;

V1---②步中反应总体积,0.15mL; V_2 ---③步中上清液体积,0.04mL; V---提取液总体积,1mL; $C_{\textit{kx}}$ ---标准品浓度,0.2mg/mL;

W---取样量, g; D---样本测试前稀释倍数, 未稀释即为1;

1.11---是此法测得葡萄糖含量换算为糖原含量的常数; 500---细胞数量, 万;

Cpr---蛋白浓度 (mg/mL) ; 建议使用本公司的 BCA 蛋白含量检测试剂盒。