

## TB 培养基粉剂(Terrific Broth)

### 产品简介

Terrific 肉汤又称 TB 培养基，可用于多种细菌培养，是分子生物学常规试剂。TB 培养基粉剂主要由胰蛋白胨、酵母提取物、甘油、磷酸盐等组成，不含琼脂粉，其胰蛋白胨和酵母提取物的浓度比常规 LB 培养基高；如果严格要求无菌，经 15psi 高压灭菌 20min。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成

名称 \ 编号	ADS021M0	Storage
试剂(A): TB 培养基粉剂	1L	RT
试剂(B): 甘油	1 瓶	RT
使用说明书	1 份	

### 操作步骤(仅供参考)

- 1、试剂(A)、试剂(B)同时溶于无菌水并加入合适的抗菌素和菌种进行培养。
- 2、如需无菌，试剂(A)、试剂(B)同时溶解于蒸馏水或去离子水，高压灭菌 20min。

### 注意事项

- 1、注意无菌操作，尽量避免污染。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期：**24 个月。