

乙酸-EDTA 缓冲液(pH5.5)

产品简介

平衡盐溶液(Balanced Salt Solution, BSS)与细胞生长状态下的 pH 值、渗透压等环境状态一致, 具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用, 可满足体外实验中细胞生存并维持一定的代谢的基本需要。

乙酸-EDTA 缓冲液(pH5.5)由 EDTA、NaAc 等组成, pH 值为 5.5, 可用于细胞培养等用途。该试剂仅用于科研领域, 不宜用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	Storage
	乙酸-EDTA 缓冲液(pH5.5)	ADS070C0
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考)

- 1、按实验具体要求操作。

注意事项

- 1、密闭保存, 一旦开启, 尽快用完。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月。