

硫酸镁溶液(1mol/L,无菌)

产品简介

硫酸镁(Magnesium sulphate)分子量为 120.39,分子式为 MgSO_4 ,用途极为广泛,可用于医药、工业、饲料等领域,硫酸镁通常含有 7 个分子的结晶水,即 $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 。硫酸镁溶液(1mol/L,无菌)由硫酸镁、去离子水组成,经高压灭菌处理。该试剂仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称 \ 编号	ADS104C0	Storage
	500ml	RT
硫酸镁溶液(1mol/L,无菌)		
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考)

1、按实验具体要求操作。

注意事项

- 1、注意无菌操作,避免微生物污染。
- 2、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月。