

Tris-磷酸电泳缓冲液(10×TPE,RNasefree)

产品简介

Tris-磷酸电泳缓冲液简称 TPE, 1×TPE 工作液中含有 90mMTris-磷酸、2mMEDTA, Tris-磷酸电泳缓冲液是 10 倍浓缩的 TPE, 主要由 900mMTris-硼酸, 20mMEDTA 等组成, 经 DEPC 处理, 无 RNase, 使用时需用 DEPC 处理水稀释为 1×TPE 后使用。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	ADS021N0	Storage
10×TPE(RNase free)		500ml	RT
使用说明书		1 份	

操作步骤(仅供参考)

1、用 DEPC 处理水至 1×后使用。

注意事项

- 1、注意避免核酸酶污染。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月。