

NP-40 溶液(10%)

产品简介

Nonidet P40 也称 Nonidet P-40、润湿剂，简称 NP-40，中文名为乙基苯基聚乙二醇，常用做非离子性去污剂、表面活性剂，用途极为广泛，NP-40 溶液(10%)由 NP-40、去离子水组成，多作为去污剂使用。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称 \ 编号	ADS021C0	Storage
NP-40 溶液(10%)	100ml	RT
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考)

1、按实验具体要求操作。

注意事项

1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12 个月。