

牛血清白蛋白溶液(5%BSA)

产品简介

牛血清白蛋白溶液(5%BSA)是用于包被、蛋白添加剂等多种用途的试剂，主要由 BSA(组分 V)、去离子水组成。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称 \ 编号	ADS217C0	Storage
牛血清白蛋白溶液(5%BSA)	100ml	4℃
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考)

1、根据实验具体要求操作。

注意事项

- 1、小心操作，尽量避免细菌污染。
- 2、含有 BSA 的溶液颜色容易发黄，有泡沫，一般不影响使用。
- 3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：6 个月。低温运输，4℃保存