

## 强磷酸盐缓冲液(PBS,pH7.2)

### 产品简介

抗体的稳定性对于抗体的保存和使用极其重要，IgG 是最稳定的球蛋白之一，通常在 pH5 ~ 9、浓度小于 20mg/ml 的缓冲液中最稳定，强磷酸盐缓冲液(PBS,pH7.2)由磷酸盐、氯化钠、防腐剂、保护剂等组成，不含 Tris，pH=7.2，可用于常规抗体的保存。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成

| 名称 \ 编号            | ADS012Z0 | Storage |
|--------------------|----------|---------|
|                    | 100ml    | RT      |
| 强磷酸盐缓冲液(PBS,pH7.2) |          |         |
| 使用说明书              | 1 份      |         |

### 操作步骤(仅供参考)

- 1、制备好的抗体充分溶解于强磷酸盐缓冲液(PBS,pH7.2)后，4℃保存 1 年，-20℃保存 2 年或更长时间。

### 注意事项

- 1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期：**12 个月。