

DEPC-PBS溶液(活跃)

产品简介

平衡盐溶液(Balanced Salt Solution, BSS)与细胞生长状态下的pH值、渗透压等环境状态一致, 具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用, 可满足体外实验中细胞生存并维持一定的代谢的基本需要。

DEPC-PBS溶液(活跃)是由无菌的PBS和DEPC组成, 其中DEPC未经高压灭活, 具有处理RNA酶活性, 由氯化钠、氯化钾、磷酸氢二盐、磷酸二氢盐组成, 不含 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} , pH值约为7.4, 该试剂为1×工作液, 常用于RNA杂交。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	ADS054H0	Storage
DEPC-PBS溶液(活跃)		500ml	RT
使用说明书		1份	

操作步骤(仅供参考)

1、无需配制, 直接使用。

注意事项

- 1、DEPC未经高压灭活, 具有处理RNA酶活性和一定的毒性, 请小心操作。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月。