

EDTA.2K抗凝剂(10×,无菌)

产品简介

乙二胺四乙酸二钾(EDTA·2K·2H₂O, 分子量为404.47)能与血液中的钙离子结合形成螯合物,从而阻止血液凝固,全血细胞分析时一般1.5mg~2.2mg可以抗凝1ml血液,适用于全血细胞分析,尤其适用于血小板计数,但由于其影响血小板聚集和凝血因子的检测,所以不适用于凝血象和血小板功能检查,经无菌处理。该试剂仅适用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	ADS015R0	Storage
EDTA.2K抗凝剂(10×,无菌)		100ml	RT
使用说明书		1份	

操作步骤(仅供参考)

- 1、根据实验具体要求操作。
- 2、一般情况下应10倍稀释后使用即0.2ml的EDTA.2K抗凝剂(10×,无菌)可抗凝1.8ml血液。

注意事项

- 1、注意无菌操作,避免细菌污染。
- 2、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月。