

利福平溶液(Rifampicin,50mg/ml)

产品简介

利福平(Rifampicin)是一种广谱抗生素，对结核杆菌有较强抗菌作用，对革兰阳性或阴性菌、亦有不同程度的抗菌性，CAS 号为 13292-46-1，分子量为 822.94，其抑菌作用在于抑制原核生物和哺乳动物的 RNA 多聚酶，从而阻止 DNA、蛋白质合成。

在生物学上，常用于从细菌中去除质粒；临床上，利福平可以用于治疗结核病、肠球菌感染等，Rifampicin Solution(50mg/ml)由利福平和醇配制而成，如有需要应用有机滤膜过滤后用于细胞培养。主要用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	ADS007A0	Storage
Rifampicin Solution(50mg/ml)		10ml	4℃ 避光
使用说明书		1 份	

操作步骤(仅供参考)

- 1、根据实验具体要求操作。

注意事项

- 1、注意无菌操作，避免污染。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12个月。低温运输，4℃保存