

焦亚硫酸钠溶液(100×)

产品简介

蛋白酶抑制剂(Protease Inhibitor)是指与蛋白酶分子活性中心上的一些基团结合，使蛋白酶活力下降甚至消失但不使蛋白变性的物质，蛋白酶抑制剂有很多种，包括EDTA、E-64、NaVO₃、Bestatin、Leupetin、Pepstatin A、Aprotinin 等均可有效抑制蛋白的降解，并维持原有的蛋白间相互作用。

焦亚硫酸钠溶液(100 ×)主要由焦亚硫酸钠 Sodium Pyrosulfite 等组成，不含EDTA，该焦亚硫酸钠溶液是100×的浓缩溶液，适用于从哺乳动物组织、细胞中提取蛋白质，能够更有效的获得目的蛋白质，提取出来的蛋白可以用于WesternBlot、免疫共沉淀等试验。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称 \ 编号	ADS15810	Storage
	10ml	-20℃ 避光
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考)

- 1、开盖前请低速离心一下，以便将黏附于管壁的液体甩至管底。
- 2、使用时，根据裂解液的用量加入焦亚硫酸钠溶液(100 ×)，使其终浓度达到1×。

注意事项

- 1、焦亚硫酸钠溶液(100 ×)有轻微刺激性，小心操作，同时应避免反复冻融。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12个月。低温运输，-20℃保存。