

ELISA 洗涤液(10×,pH7.4)

产品简介

平衡盐溶液(Balanced Salt Solution , BSS)与细胞生长状态下的 pH 值、渗透压等环境状态一致，具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用，可满足体外实验中细胞生存并维持一定的代谢的基本需要。

ELISA 洗涤液(10 ×,pH7.4)主要由磷酸氢二盐、磷酸二氢盐、去污剂、防腐剂 等组成，主要用于 ELISA 实验中洗涤 96 孔板以便洗去多余的抗体，使用前用去离子水稀释至 1 ×。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	ADS004IT0	Storage
ELISA 洗涤液(10×,pH7.4)		500ml	RT
使用说明书		1 份	

自备材料

- 1、96孔板
- 2、显色底物
- 3、水浴锅
- 4、ELISA终止液

操作步骤(仅供参考)

- 1、按要求包被96孔板。
- 2、使用前用去离子水稀释至1×,用1×ELISA洗涤液洗涤数次。
- 3、孵育完抗体后，用1×ELISA洗涤液洗涤96孔板数次。
- 4、加入配制好的显色底物100μl，37℃水浴20min。
- 5、加入ELISA终止液25μl终止ELISA反应。

注意事项

- 1、注意密闭保存，避免挥发；一旦开封，保质期就会大大缩短。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12个月。