

硼酸盐缓冲液(BBS,pH8.4)

产品简介

平衡盐溶液(Balanced Salt Solution, BSS)与细胞生长状态下的 pH 值、渗透压等环境状态一致, 具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分 等作用, 可满足体外实验中细胞生存并维持一定的代谢的基本需要。

硼酸盐缓冲液(BBS,pH8.4)由硼酸、四硼酸钠、氯化钠组成, 硼酸浓度为 0.1mol/L, 四硼酸钠浓度为 0.025mol/L, 调节 pH 值约为 8.4, 主要用于生物素标记。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称 \ 编号	ADS075IH0	Storage
硼酸盐缓冲液(BBS,pH8.4)	500ml	RT
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考)

1、按实验具体要求操作。

注意事项

- 1、注意密闭保存, 避免挥发。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

有效期: 12 个月。