

溴酚蓝蔗糖溶液(0.25%)

产品简介

溴酚蓝蔗糖溶液(0.25%)是一种可用于 DNA 上样的缓冲液, 溴酚蓝蔗糖溶液(0.25%)主要由溴酚蓝、二甲苯青 FF、蔗糖等组成, 以溴酚蓝为指示剂, 稀释后比重仍然较大, 加样后易下沉, 且颜色清晰可见, 起到电泳指示的作用。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称 \ 编号	编号	Storage
	ADS032N0	
溴酚蓝蔗糖溶液(0.25%)	10ml	RT
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考)

1、按实验具体要求操作。

注意事项

- 1、如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月。低温运输, 4℃保存。