

M9 盐溶液(5×)

产品简介

M9 盐溶液(5×)是分子生物学试剂, 主要由磷酸氢二钠、磷酸二氢钾、氯化钠、氯化铵等组成, 经高压灭菌处理, 该溶液多用于配制 M9 基础培养基。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称 \ 编号	ADS009M0	Storage
M9 盐溶液(5×)	500ml	RT
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考)

- 1、根据实验具体要求操作。
- 2、一般工作浓度为 1×。

注意事项

- 1、注意无菌操作, 尽量避免污染。
- 2、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。
- 3、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6 个月, 常温运输和保存。