

## ABTS 缓冲液(pH5.0)

### 产品简介

ABTS 缓冲液(pH5.0)主要由磷酸盐、乙酸钠等组成, pH 值约为 5.0, 是 ABTS 反应的缓冲液, 在酶标仪上读  $A_{405}$  吸光度值。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成

| 名称 \ 编号 | ADS002CT0 | Storage |
|---------|-----------|---------|
|         | 100ml     | RT      |
| 使用说明书   | 1 份       |         |

### 操作步骤(仅供参考)

- 1、根据实验具体要求操作。

### 注意事项

- 1、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期:** 12 个月。