

亚历山大染色液

产品简介:

亚历山大染色液(Alexander Stain)是一种植物花粉类染料, 常用于细胞核染色, 对于植物花粉, 染色后会称紫红色。Alexander Stain 主要由孔雀绿、酸性品红、苯酚等组成, pH 值呈酸性, 是很好的植物花粉粒的染色剂。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	编号			Storage
	ADS004DP0/1/2			
Alexander Stain	10ml	50ml	100ml	RT 避光
使用说明书	1 份			

自备材料:

- 1、载玻片、盖玻片
- 2、光学显微镜

操作步骤(仅供参考):

- 1、取新鲜花朵, 小心去除花瓣和雌蕊。
- 2、将花粉物质置于载玻片, 滴加 2~3 滴 Alexander Stain。
- 3、充分混合, 立即盖上盖玻片染色 5~10h。
- 4、吸去多余液体, 显微镜下观察。

注意事项:

- 1、染完色后, 应立即显微镜下观察。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月有效。