

Tris 平衡酚(pH > 7.8)

产品简介

苯酚(Phenol, C₆H₅OH)分子量为 94.11, CAS 号为 108-95-2, 是一种具有特殊气味的无色针状晶体, 温度升高时呈液体状态。Tris 平衡酚(pH > 7.8)是经 Tris-HCl 缓冲液(pH8.0)充分平衡的酚, 其 pH 值在 7.8 左右, 呈黄色, 并含有抗氧化剂。

Tris 平衡酚多用于酚氯仿法从核酸样品中去除蛋白质等, 一般配制成酚: 氯仿: 异戊醇 =25: 24: 1, 用于提取 DNA, 当颜色呈深红色应弃用。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称 \ 编号	ADS027NE0	Storage
Tris 平衡酚(pH > 7.8)	100ml	4°C避光
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考)

1、按实验具体要求操作。

注意事项

- 1、如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6 个月。常温运输, 4°C保存。