

还原型谷胱甘肽（reduced glutathione, GSH）含量试剂盒说明书

（货号：ADS-F-G001 分光法 48 样）

一、产品简介：

还原型谷胱甘肽 GSH 是细胞内最主要的抗氧化巯基物质，在抗氧化、蛋白质巯基保护和氨基酸跨膜运输等中具有重要作用。还原型与氧化型比值（GSH/GSSG）是细胞氧化还原状态的主要动态指标。因此，测定细胞内 GSH 和 GSSG 含量以及 GSH/GSSG 比值，能够很好地反映细胞所处的氧化还原状态。

还原型谷胱甘肽 GSH 与 DTNB 与反应生成复合物，在 412nm 处有特征吸收峰；其吸光度与 GSH 含量成正比。

二、试剂盒组分与配制：

试剂名称	规格	保存要求	
提取液	液体 50mL×1 瓶	4℃ 保存	
试剂一	液体 60mL×1 瓶	4℃ 保存	
试剂二	液体 8mL×1 瓶	4℃ 保存	若凝固，可在 25℃ 水浴温育片刻至全部融解后使用。
标准品	粉体 1 支	4℃ 保存	若重新做标曲，则用到该试剂。

三、所需的仪器和用品：

可见分光光度计、1mL 玻璃比色皿(光径 1cm)、低温离心机、水浴锅、可调节移液器

四、还原型谷胱甘肽（GSH）含量的测定：

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定，了解本批样品情况，熟悉实验流程，避免实验样本和试剂浪费！

1、样本制备

① 组织样本：称取约 0.1g 组织，加入 1mL 提取液，进行冰浴匀浆。4℃×12000rpm 离心 15min，取上清液，置冰上待测。

【注】：① 根据实验室条件，可先液氮研磨，再加提取液，进行冰浴匀浆

② 根据研究需求，可按组织质量（g）：提取液体积（mL）为 1：10 的比例进行提取。

② 细菌/细胞样本：先收集细菌或细胞到离心管内，离心后弃上清；取 500 万细菌或细胞加入 1mL 提取液；超声波破碎细菌或细胞（功率 300w，超声 3 秒，间隔 7 秒，总时间 3min）；4℃×12000rpm 离心 15min，取上清液，置冰上待测。

【注】：若增加样本量，可按照细菌/细胞数量（10⁴ 个）：提取液（mL）为 500~1000：1 比例进行提取。

③ 液体样本：直接检测。若浑浊，离心后取上清检测。

2、上机检测

① 可见分光光度计预热 30min，调节波长到 412nm，蒸馏水调零。

② 所有试剂在使用前需在 25℃ 水浴中保温 10min。


③ 在 1mL 玻璃比色皿(光径 1cm)中依次加入：

试剂名称（μL）	测定管	对照管
样本	80	80
试剂一	480	640
试剂二	160	
立即混匀，静置 5min 后，在 412nm 波长下读取吸光值 A， $\Delta A = A_{\text{测定管}} - A_{\text{对照管}}$ 。		

- 【注】1. 若是同一批样本检测，样本对照管做一个即可。
2. 若 ΔA 值在零附近徘徊，可以增加样本取样质量（如增至 0.2g）或加大上样量（如增至 160 μ L，试剂一相应减少）。

五、结果计算：

1、标准曲线为 $y = 1.5403x + 0.0049$ ； x 为标准品浓度（ μ mol/mL）， y 为 ΔA 。



2、按蛋白浓度计算：

$$\text{GSH}(\mu\text{mol}/\text{mg prot})=[(\Delta A-0.0049)\div 1.5403\times V1]\div (V1\times \text{Cpr})=0.65\times (\Delta A-0.0049)\div \text{Cpr}$$

3、按样本鲜重计算：

$$\text{GSH}(\mu\text{mol}/\text{g 鲜重})=[(\Delta A-0.0049)\div 1.5403\times V1]\div (W\times V1\div V)=0.65\times (\Delta A-0.0049)\div W$$

4、按细胞数量计算：

$$\text{GSH}(\mu\text{mol}/10^4 \text{ cell})=[(\Delta A-0.0049)\div 1.5403\times V1]\div (500\times V1\div V)=0.65\times (\Delta A-0.0049)\div 500$$

5、按液体体积计算：

$$\text{GSH}(\mu\text{mol}/\text{mL})=[(\Delta A-0.0049)\div 1.5403\times V1]\div V=0.65\times (\Delta A-0.0049)$$

V---上清液总体积，1mL； V1---加入反应体系中上清液体积，80 μ L=0.08 mL；

W---样品质量，g； 500---细菌/细胞数量，万； GSH 分子量---307.3；

Cpr---蛋白质浓度，mg/mL； 建议使用本公司的蛋白含量检测试剂盒。

注意事项： 上清液不能用于蛋白质浓度测定。

附：标准曲线制作过程：

- 1 制备标准品母液（10 μ mol/mL）：标准品溶于 4mL 蒸馏水中（母液需在两天内用且-20 $^{\circ}$ C 保存）。
- 2 把母液用蒸馏水稀释成六个浓度梯度的标准品：0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1. μ mol/mL。也可根据实际样本来调整标准品浓度。
- 3 依据测定管的加样体系操作，根据结果即可制作标准曲线。