

过氧化氢含量 (H₂O₂) 试剂盒说明书

(货号: ADS-F-YH015 分光法 48 样)

一、产品简介:

过氧化氢 (H₂O₂) 是重要的活性氧之一, 不仅具有损伤生物大分子、产生细胞毒害的能力, 而且还可作为信号分子, 在生物和非生物胁迫应激、细胞程序性死亡以及生长发育调控过程中起重要作用。样本中过氧化氢与特异显色剂反应生成有色物质, 该物质于 510nm 有特征吸收峰, 进而通过计算得出样本中过氧化氢含量。

二、试剂盒的组分与配制:

试剂名称	规格	保存要求	备注
提取液	液体 60mL×1 瓶	4℃保存	
试剂一	液体 18mL×1 瓶	4℃保存	
试剂二	液体 12mL×1 瓶	4℃保存	
标准品	液体 1 支	4℃保存	若重新做标曲, 则用到该试剂。

三、需自备的仪器和用品:

可见分光光度计、1mL 玻璃比色皿 (光径 1cm)、台式离心机、可调式移液器、研钵。

四、过氧化氢 (H₂O₂) 的测定:

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定, 了解本批样品情况, 熟悉实验流程, 避免实验样本和试剂浪费!

1、样本制备

① 组织样本:

称取约 0.1g 样本 (水分充足的样本可取 0.5g), 加入 1mL 预冷的提取液, 进行冰浴匀浆, 12000rpm, 4℃离心 10min, 取上清, 置冰上待测。

【注】: 若增加样本量, 可按照组织质量(g):预冷提取液(mL)为 1:5~10 的比例进行提取。

② 细菌/细胞样本:

先收集细菌或细胞到离心管内, 离心后弃上清; 取约 500 万细菌或细胞加入 1mL 预冷提取液, 超声波破碎细菌或细胞 (冰浴, 功率 200W, 超声 3s, 间隔 10s, 重复 30 次); 12000rpm 4℃离心 10min, 取上清, 置冰上待测。

【注】: 若增加样本量, 可按照细菌/细胞数量(10⁴):预冷提取液(mL)为 500~1000:1 的比例进行提取。

③ 液体样本: 直接检测。若浑浊, 离心后取上清检测。

2、上机检测

① 可见分光光度计预热 30min 以上, 调节波长至 510nm, 蒸馏水调零。

② 在 EP 管中依次加入:

试剂名称 (μL)	测定管	空白管 (只做一次)
样本	200	
提取液		200
试剂一	300	300
试剂二	200	200
充分混匀, 室温静置 (25℃) 5min 后, 于 510nm 读取吸光值, ΔA=A 测定-A 空白。		

【注】: 1.若ΔA 超过 1.0 则可用蒸馏水稀释后再检测, 计算公式乘以相应稀释倍数 D。

2.若ΔA 值小于 0.01 可增加取样质量 W(如增加至 0.2g)或增加加样体积 V1 (如由 200μL


增至 300μL，则试剂一相应减少），则改变后的 W 和 V1 代入公式重新计算。

3.若提取后的样本上清液有强背景色（如红色，粉红色，紫红色），可增设一个样本自身对

照管：200μL 样本+300μL 试剂一+200μL 蒸馏水， $\Delta A = A_{\text{测定}} - A_{\text{对照}}$ 。

五、结果计算：

1、标准曲线方程： $y = 6.97x + 0.002$ ；x 为标准品摩尔质量（μmol），y 为 ΔA 。



2、按照样本质量计算：

$$\begin{aligned} \text{H}_2\text{O}_2 \text{ 含量}(\mu\text{mol/g 鲜重}) &= [(\Delta A - 0.002) \div 6.97] \div (W \times V1 \div V) \times D \\ &= 0.72 \times (\Delta A - 0.002) \div W \times D \end{aligned}$$

3、按细胞数量计算：

$$\begin{aligned} \text{H}_2\text{O}_2 \text{ 含量}(\text{nmol}/10^4 \text{ cell}) &= [(\Delta A - 0.002) \div 6.97] \div (500 \times V1 \div V) \times 10^3 \times D \\ &= 1.4 \times (\Delta A - 0.002) \times D \end{aligned}$$

4、按液体体积计算：

$$\text{H}_2\text{O}_2 \text{ 含量}(\mu\text{mol/mL}) = [(\Delta A - 0.002) \div 6.97] \div V1 \times D = 0.72 \times (\Delta A - 0.002) \times D$$

V---加入提取液体积，1mL；

V1---加入反应体系中样本体积，0.2mL；

W---样本质量，g；

D---稀释倍数，未稀释即为 1。

附：标准曲线制作过程：

- 1 制备标准品母液（200μmol/mL）：临用前取出 10μL 标准品溶解在 0.499mL 水中，充分混匀（现配现用）。
- 2 把母液用水稀释成以下浓度梯度的标准品：0，0.1，0.2，0.3，0.4，0.5 μmol/mL。也可根据实际样本来调整标准品浓度。
- 3 依据测定管的加样表操作，根据结果即可制作标准曲线。